

Was denken Experten über uns?

Blutspendezentrum Guangzhou, China

B | medical systems



**Blutplasma
Schockfroster**

MBF 21

Durch diese kurzen Gespräche versuchen wir zu verstehen, was unsere Kunden über uns denken. Heute reisen wir nach China, um das **Blutspendezentrum Guangzhou** zu besuchen, eine Blutspendeeinrichtung in der Provinz Guangdong. Dort werden unsere MBF-Produkte zum schnellen Einfrieren von Plasma eingesetzt. Der Leiter der Abteilung für Zusammensetzung, He Bo, und der stellvertretende Leiter derselben Abteilung beantworteten gerne einige unserer Fragen zu ihren Erfahrungen mit unseren Produkten.

A. Können Sie uns erklären, worin Ihre Tätigkeit besteht? Unsere Einrichtung ist hauptsächlich für die Entnahme und Lieferung von Blut in der Stadt zuständig. Die Abteilung, die ich leite, ist die Abteilung für die Versorgung mit Blutkomponenten, die hauptsächlich für Folgendes zuständig ist: 1. Trennung und Aufbereitung von Blutkomponenten; 2. Lagerung, Konservierung, Lieferung und Entsorgung von Blut und Blutkomponenten.

B. Unter welchen Umständen müssen Sie bei Ihrer Arbeit Kühlräume oder Blutkonservierungslösungen verwenden? Unsere Arbeit ist auf Kühlräume oder Kühlschränke angewiesen. Nachdem eine Blutkonserve gesammelt und an unsere Abteilung geschickt wurde, muss sie gekühlt werden. Das zu untersuchende Blut muss bei niedriger Temperatur gelagert werden. Qualifiziertes Blut und Blutkomponenten werden in dafür vorgesehenen Kühlschränken oder Gefrierschränken bei der für die Konservierung erforderlichen Temperatur gelagert.

C. Welche Produkte von B Medical Systems haben Sie verwendet? Wofür werden sie hauptsächlich verwendet? Unsere Komponentenabteilung verwendet derzeit den Flachplatten-Schnellgefrierschrank von B Medical Systems, und die Blutversorgungsabteilung hat zuvor auch Bluttransportboxen verwendet. Der Flachplatten-Schnellgefrierschrank (Modell MBF) wird hauptsächlich zum schnellen Einfrieren von frisch gefrorenem Plasma und kryopräzipitierten Gerinnungsfaktoren verwendet.

D. Welche Eigenschaften unserer Produkte haben Ihnen am besten gefallen? Können Sie etwas zur Leistung der Geräte sagen? Der größte Vorteil des Schnellgefrierers ist seine einfache Bedienung und die kurze Gefrierzeit. Der Flachplatten-Schnellgefrierschrank von B Medical Systems wirkt über die Kühlplatte direkt auf das Blutprodukt ein, wodurch es in kürzester Zeit gefroren wird. Im Allgemeinen kann er die Kerntemperatur des Beutels in etwa 20 Minuten auf unter -30 °C senken, wodurch das Ziel des schnellen Einfrierens in kurzer Zeit erreicht und die optimale Menge an Gerinnungsfaktoren in unseren Blutprodukten sichergestellt wird, während gleichzeitig deren hohe Qualität und sichere Verwendung gewährleistet sind.

E. Wie wird Ihr Produkt von B Medical Systems eingesetzt und welche Vorteile bietet es für Ihre Arbeit? Insgesamt wurden vier Schnellgefrierschränke angeschafft, von denen der älteste seit zehn Jahren im Einsatz ist. Die Geräte laufen stabil und die Ausfallrate ist extrem niedrig, was meine Arbeit sehr erleichtert. Sie reduzieren nicht nur die Arbeitskosten, sondern verbessern durch die schnelle Gefrierzeit auch die Blutqualität. Sie ermöglichen das schnelle Einfrieren von frisch gefrorenem Plasma und kryopräzipitierten Gerinnungsfaktoren, ohne die hohe Qualität der Erträge zu beeinträchtigen.

F. Halten Sie B Medical Systems für einen zuverlässigen Partner? Der Flachgefrierschrank von B Medical Systems ist ein ausgezeichnetes Produkt, und ich bin auch mit dem Kundendienst des Unternehmens sehr zufrieden.

G. Wie haben Sie von B Medical Systems erfahren? Ich habe dieses Produkt während meines Studiums am Institut kennengelernt.

H. Seit wann sind Sie Kunde von B Medical Systems? Seit mehr als zehn Jahren. Der älteste Schnellgefrierschrank wurde 2010 gekauft.

I. Sind Sie mit den Geräten zufrieden? Es gibt keine größeren Probleme bei der Verwendung der Geräte, und insgesamt bin ich sehr zufrieden.

J. Würden Sie B Medical Systems Ihren Kollegen oder Kolleginnen weiterempfehlen? Ich tausche mich mit Kollegen über diese Art von Geräten aus. In den letzten Jahren sind auch viele einheimische Marken auf den Markt gekommen und werden verwendet, aber ich vertraue weiterhin auf die Schnellgefrierschränke von B Medical Systems und halte sie derzeit für die bessere Option.

