



medical
systems

B Connected

Solución de monitoreo 24/7, en tiempo real para la seguridad de las muestras



- Monitoreo 24/7 en tiempo real de la temperatura interna, estado de la puerta, alarmas y avisos.
- Monitorización de temperaturas de -99°C a $+99^{\circ}\text{C}$.¹
- Portal basado en web.² Compatible con navegadores web y móviles.
- Alertas instantáneas por SMS y correo electrónico .
- Fácil acceso a los datos y exportación en forma de informes .pdf, .csv, .xml y .xlsx.
- Acceso a los datos en bruto a través de la API REST.
- Almacenamiento e historial de datos ilimitados.³
- Función de registro de auditoría.
- Compatible también con dispositivos que no sean B Medical Systems.⁴
- Disponible en inglés, francés, español, alemán, ruso y checo.

Desarrollado acorde con
GAMP® 5

¹. Basado en el sensor.

². Instalado en un servidor proporcionado por el cliente.

³. Depende de la capacidad de almacenamiento de datos del servidor del cliente.

⁴. A través de sensores de temperatura conectados a una Unidad de Comunicación de Datos. Aplican condiciones.

SAVING LIVES THROUGH RELIABLE AND INNOVATIVE TECHNOLOGY

B Medical Systems es un fabricante mundial de soluciones de refrigeración y transporte grado médico con más de **40 años de experiencia**.

B Medical Systems S.à r.l

17, op der Hei, L-9809, Hosingen, Luxembourg



www.bmedicalsistemas.com