

Qu'est-ce que les experts pensent de nous ?

GUANGZHOU BLOOD CENTER, Chine

B | medical systems



Congélateur à choc par contact pour le plasma

fig. Modèles MBF 21

Par le biais de ces brèves conversations, nous essayons de comprendre ce que nos clients pensent de nous. Aujourd'hui, nous nous rendons en Chine pour visiter le **Guangzhou Blood Center**, un centre de transfusion de sang situé dans la province de Guangdong. Ils utilisent nos produits MBF pour congeler rapidement le plasma. Le chef du département de composition, He Bo, et le chef adjoint du même département ont été heureux de répondre à nos questions sur leur expérience avec nos produits.

A. Pouvez-vous nous expliquer en quoi consiste votre activité ? Notre institution est principalement responsable de la collecte et de l'approvisionnement en sang dans la ville. Le département que je supervise est le département de l'approvisionnement en composants sanguins, qui est essentiellement responsable de 1. La séparation et la préparation des composants sanguins; 2. Le stockage, la conservation, la livraison et la mise au rebut du sang et des composants sanguins.

B. Dans quelles circonstances avez-vous besoin d'utiliser des solutions de stockage réfrigéré ou de conservation du sang dans le cadre de votre travail ? Notre travail dépend des solutions de stockage réfrigéré ou des réfrigérateurs. Une fois qu'une poche de sang a été prélevée et envoyée à notre service, elle doit être réfrigérée. Le sang à tester doit être conservé à basse température. Le sang et les composants sanguins qualifiés sont stockés dans des réfrigérateurs ou des congélateurs désignés à la température requise pour leur conservation.

C. Quel(s) produit(s) de B Medical Systems avez-vous acheté(s) ? Pour quelles raisons ? Notre département des composants utilise actuellement le surgélateur ultrarapide de B Medical Systems, et le département d'approvisionnement en sang a également utilisé des systèmes de transport du sang par le passé. Le congélateur ultrarapide (modèle MBF) est principalement utilisé pour la congélation rapide de plasma frais congelé et de facteurs de coagulation cryoprécipités.

D. Quelles sont les caractéristiques qui vous ont le plus plu dans ces produits ? Pouvez-vous nous parler des performances des appareils ? Le principal avantage du Congélateur à choc par contact pour le plasma est sa simplicité d'utilisation et sa rapidité de congélation. Le congélateur ultrarapide de plasma de B Medical Systems agit directement sur le produit sanguin par l'intermédiaire de la plaque froide, permettant une congélation en un minimum de temps. En général, il peut réduire la température centrale de la poche en dessous de -30 °C en 20 minutes environ, ce qui permet d'obtenir une congélation rapide en peu de temps et d'assurer la quantité optimale de facteurs de coagulation dans nos produits sanguins, tout en garantissant leur haute qualité et leur utilisation sûre.

E. Comment utilisez-vous le produit de B Medical Systems et quels sont les avantages pour votre institution ? Au total, quatre congélateurs ont été achetés et le plus ancien est utilisé depuis dix ans. L'équipement fonctionne de manière stable et le taux de défaillance est extrêmement faible, ce qui facilite grandement mon travail. Il permet non seulement de réduire les coûts de main-d'œuvre, mais aussi d'améliorer la qualité du sang grâce à une congélation rapide. Il permet de congeler rapidement le plasma frais congelé et les facteurs de coagulation cryoprécipités sans compromettre la qualité des produits.

F. Avez-vous trouvé en B Medical Systems un partenaire digne de confiance ? Le congélateur ultrarapide de B Medical Systems est un excellent produit, et je suis également très satisfait du service après-vente de la société.

G. Comment avez-vous connu B Medical Systems ? J'ai appris l'existence de ce produit lors de mes études à l'institut.

H. Depuis combien de temps êtes-vous client de B Medical Systems ? Depuis plus de dix ans. Le plus ancien congélateur ultrarapide a été acheté en 2010.

I. Êtes-vous satisfait de l'équipement ? Je ne rencontre pas de problème majeur dans l'utilisation de l'équipement et il m'apporte une grande satisfaction.

J. Recommanderiez-vous B Medical Systems ? Je communique avec mes pairs au sujet de ce type d'équipement. De nombreuses marques nationales sont également présentes sur le marché et utilisées, en particulier depuis quelques années, mais je continue à faire confiance au congélateur rapide de B Medical Systems et à le considérer comme une meilleure option à l'heure actuelle.

